

ウレタンマットレス及びエアマットレスリース契約  
仕様書

令和6年7月  
島根県済生会江津総合病院

## I. 調達物品の構成内容

物品名：ウレタンマットレス テルサ MTL51283B-Z 10台

(想定は株式会社モルテン製 テルサ MTL51283B-Z とするが、同等もしくはそれ以上の機能を有するものも可とする)

エアマットレス ステージア MSTA83-Z 20台

(想定は株式会社モルテン製 ステージア MSTA83-Z とするが、同等もしくはそれ以上の機能を有するものも可とする)

## II. 設置場所

島根県江津市江津町 1016-37

島根県済生会江津総合病院

## III. 契約期間

令和6年10月1日～令和11年9月30日

ただし、契約期間終了後、新たに受託する業者は令和11年9月 日までの間に現受託業者による引継ぎを受けること。

また、その際には引継ぎ完了報告書を提出すること。

なお、引継ぎにかかる費用は新たに受託する業者の負担とする。

## IV. 仕様内容

### ① ウレタンマットレス テルサ MTL51283B-Z

1 本件調達物品に係る性能・機能等の必要条件是、下記に示す要件どおりである。

1-1 体圧分散マットレス本体は以下の要件を満たすこと。又は同等の機能を有していると判断できること。

1-1-1 大きさは幅83cmもしくは91cm×長さ191cm×厚さ12cm程度であること。

1-1-2 重量はそれぞれ6.8kg程度、7.3kg程度であること。

1-1-3 身体状況や好みに応じて、マットレスのかたさの使い分けが可能なリバーシブル(両面)構造を有すること。

1-1-4 インナーマットの部分交換ができる3分割構造であること。

1-1-5 端座位を安定させるために、マットレスのサイドに加工をほどこしていること。

1-1-6 スリット形状が身体にあわせて変形することで、ベッド背上げ時の圧を軽減すること。

1-1-7 マットレスの破損(ちぎれ等)を防止する構造になっていること。

1-1-8 マットレス内部に汚れや臭いが浸透しないよう、内部のウレタンフォームは保護フイ

ルムで覆われていること。

1-1-9 カバーは、MRSA等の菌の繁殖を抑える制菌加工が施されており、汚れた場合には清拭できること。

1-1-10 汚れがマットレス内部に浸透しない防水カバーであること。

1-1-11 ファスナー部は縫製がなく、汚れが浸透しない仕様であること。

1-1-12 マットレスカバーはリサイクル可能で、契約期間終了後は回収・リサイクルされること。

1-1-13 必要に応じて、離床センサーを内蔵した仕様にアップグレードが可能なこと。

1-2 エアマットレスの使用に際して、以下の要件を満たすこと。または同等のサポートを行っている判断できること。

1-2-1 製品の「特徴・機能」と「取扱い」の指導を随時実施すること。

1-2-2 予期せぬ故障、破損、とれない汚れ・臭いの場合、取引期間中は無料でパーツ等の交換すること。

1-2-3 緊急時、ご要望の製品があればデモ機を無料で提供すること。

2 同等品による納入を行う場合は、事前に本院に申請し承認を得ること。承認を得ていないものは無効とする。

## ② エアマットレス ステージア MSTA83-Z

1 本件調達物品に係る性能・機能等の必要条件是、下記に示す要件どおりである。

1-1 体圧分散マットレス本体は以下の要件を満たすこと。又は同等の機能を有している判断できること。

1-1-1 大きさは幅 83cm×長さ 191cm×厚さ 13cm 程度であること。

1-1-2 体圧分散性能および除圧性能に優れていること。

1-1-3 寝心地がよく、寝返りなどの動きやすさを有すること。

1-1-4 ベッドの背上げ時や背下げ時に背中にかかる苦しさを対策できること。

1-1-5 端座位時やケア時などに安定性があり、底着きがないこと。

1-1-6 体重設定の間違いや予想外の変更による褥瘡発生の事故を未然に防ぐために、体重設定が不要であること。

1-1-7 好みや身体状況に合わせて、マットレスのかたさ調整が可能なこと。

1-1-8 身体状況に合わせて、エアマットレスの動き（圧切替型・静止型）を切替可能なこと。

1-1-9 寝床内の湿った空気を換気することで、汗などによるむれを対策できること。

1-1-10 エアセルを常温維持することで、寝床内のひえを対策できること。

- 1-1-11 操作をリモコンで行う製品であること。
  - 1-1-12 ポンプがマットレス内蔵式であること。
  - 1-1-13 マットレス内部に汚れや臭いが浸透しないよう、内部のウレタンフォームとエアセルは保護フィルムで覆われていること。
  - 1-1-14 カバーは、MRSA等の菌の繁殖を抑える制菌加工が施された防水仕様であり、汚れた場合には清拭できること。
- 1-2 エアマットレスの使用に際して、以下の要件を満たすこと。または同等のサポートを行っていることと判断できること。
- 1-2-1 製品の「特徴・機能」と「取扱い」の指導を随時実施すること。
  - 1-2-2 予期せぬ故障、破損、とれない汚れ・臭いの場合、取引期間中は無料でパーツ等の交換すること。
  - 1-2-3 緊急時、ご要望の製品があればデモ機を無料で提供すること。
- 2 同等品による納入を行う場合は、事前に本院に申請し承認を得ること。承認を得ていないものは無効とする。